

LGex 3410

MediLine



Bruttoinhalt, gesamt	310 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	600/615/1840
Innenmaße in mm (B/T/H)	420/400/1587
Energieverbrauch in 24 Std.	1,309 kWh
Klimaklasse ¹	SN-ST
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-9°C bis -30°C
Gastronorm	-
Gehäusematerial/Farbe	Stahl/weiß
Tür-/Deckelmaterial	Stahl
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Elektronische Steuerung
Temperaturanzeige	außen digital
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch
Schnittstelle	RS 485
Potentialfreier Kontakt	Ja
Anzahl Ablageflächen	8
Verstellbare Ablageflächen	-
Einhängekörbe serienmäßig	-
maximale Körbeanzahl	8
Material Ablageflächen	Verdampferplatten
Belastbarkeit Ablageflächen	24 kg
Höhe Stellfüße	-
Rollen/Rollenart	-
Griff	Ergonomischer Stangengriff
Fußpedalöffner	Nein
Türe selbstschließend	Ja
Isolierung	7 - 7 mm
Tauwasserablauf	-
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung re 1 pW	-
Brutto-/Nettogewicht	94/88 kg
Beleuchtung	-
EAN-Nr.	9005382136515

Änderungen vorbehalten. Datenstand: 24.10.2012

¹ Umgebungstemperaturen: **SN** von +10°C bis +32°C **N** von +16°C bis +32°C **ST** von +16°C bis +38°C **T** von +16°C bis +43°C