

GCv 4010

ProfiLine

Kühl-Gefrier-Kombination

Ihr Liebherr-Vertragshändler:

Cotech Vertriebs GmbH

Gradestrasse 123 12347 Berlin
Tel: 030 880979-30 Fax: 030 8825802
E-Mail: info@cotechlabor.de

Smart
Frost



Brutto-/Nutzinhalt

Kühlteil	254/240 l
Gefrierteil	107/105 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	597/665/2003
Innenmaße in mm (B/T/H)	
Kühlteil	440/441/1105
Gefrierteil	433/433/597
Energieverbrauch in 365 Tagen	529 kWh
Umgebungstemperatur	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	52 dB(A)
Anschlusswert	1,5 A
Frequenz / Spannung	50 Hz / 220-240 V~
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	
Kühlteil	+1 °C bis +15 °C
Gefrierteil	-14 °C bis -28 °C
Gehäusematerial/Farbe	Stahl/weiß
Türmaterial	Stahl
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Elektronische Steuerung
Temperaturanzeige	außen digital/außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Verstellbare Ablageflächen	3
Anzahl Körbe	3
Ablageflächen Gefrierteil	3
Belastbarkeit Ablageflächen	45 kg
Schloss	vorhanden
Türe selbstschließend	Ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Isolierung	70 mm
Brutto-/Nettogewicht	88/82 kg
EAN-Nr.	9005382196571