

LCexv 4010

MediLine

Ihr Labor-Fachhändler:

Cotech Vertriebs GmbH

Gradestr. 123 12347 Berlin
Tel: 030 880979-30 Fax: 030 8825802
E-Mail: info@cotechlabor.de



Bruttoinhalt, gesamt	361 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	600/615/2000
Innenmaße in mm (B/T/H)	440/435/1105
Energieverbrauch in 24 Std.	1,800 kWh
Klimaklasse ¹	SN-ST
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	+3°C bis +8°C-9°C bis - 30°C
Gastronorm	-
Gehäusematerial/Farbe	Stahl/weiß
Tür-/Deckelmaterial	Stahl
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Elektronische Steuerung
Temperaturanzeige	außen digital
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch
Schnittstelle	RS 485
Potentialfreier Kontakt	Ja
Anzahl Ablageflächen	5
Verstellbare Ablageflächen	4
Einhängkörbe serienmäßig	-
maximale Körbeanzahl	3
Material Ablageflächen	Glas
Belastbarkeit Ablageflächen	24 kg
Höhe Stellfüße	-
Rollen/Rollenart	-
Griff	Ergonomischer Stangengriff
Fußpedalöffner	-
Türe selbstschließend	Ja
Isolierung	70 - 70 mm
Tauwasserablauf	-
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	43 dB(A)
Brutto-/Nettogewicht	93/87 kg
Beleuchtung	-
EAN-Nr.	9005382161777

¹ Umgebungstemperaturen: **SN** von +10°C bis +32°C **N** von +16°C bis +32°C **ST** von +16°C bis +38°C **T** von +16°C bis +43°C

Änderungen vorbehalten. Datenstand: 22.01.2014