

LGT 3725

MediLine

Ihr Labor-Fachhändler:

Cotech Vertriebs GmbH

Gradestrasse 123 12347 Berlin
Tel: 030 880979-30 Fax: 030 8825802
E-Mail: info@cotechlabor.de

Bruttoinhalt, gesamt	365 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	1373/808/919
Innenmaße in mm (B/T/H)	1170/500/650
Energieverbrauch in 24 Std.	2,928 kWh
Klimaklasse ¹	SN
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-10°C bis -45°C
Gastronorm	–
Gehäusematerial/Farbe	Stahl/weiß
Tür-/Deckelmaterial	Stahl
Material Innenbehälter	Aluminium weißbeschichtet
Art der Steuerung	Elektronische Steuerung
Temperaturanzeige	außen digital
Störung: Warnsignal	–
Schnittstelle	RS 485
Potentialfreier Kontakt	Ja
Anzahl Ablageflächen	–
Verstellbare Ablageflächen	–
Einhängkörbe serienmäßig	–
maximale Körbeanzahl	13
Material Ablageflächen	–
Belastbarkeit Ablageflächen	–
Höhe Stellfüße	–
Rollen/Rollenart	–
Griff	Aluprofil
Fußpedalöffner	–
Türe selbstschließend	–
Isolierung	100 - 100 mm
Tauwasserablauf	Ja
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	55 dB(A)
Brutto-/Nettogewicht	82/71 kg
Beleuchtung	–
EAN-Nr.	9005382168417



¹ Umgebungstemperaturen: SN von +10°C bis +32°C N von +16°C bis +32°C ST von +16°C bis +38°C T von +16°C bis +43°C

Änderungen vorbehalten. Datenstand: 22.01.2014

LIEBHERR