

LGT 4725

MediLine

Ihr Labor-Fachhändler:

Cotech Vertriebs GmbH

Gradestrasse 123 12347 Berlin
 Tel: 030 880979-30 Fax: 030 8825802
 E-Mail: info@cotechlabor.de



Bruttoinhalt, gesamt	459 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	1648/808/919
Innenmaße in mm (B/T/H)	1445/500/650
Energieverbrauch in 24 Std.	4,352 kWh
Klimaklasse ¹	SN
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-10°C bis -45°C
Gastronorm	-
Gehäusematerial/Farbe	Stahl/weiß
Tür-/Deckelmaterial	Stahl
Material Innenbehälter	Aluminium weißbeschichtet
Art der Steuerung	Elektronische Steuerung
Temperaturanzeige	außen digital
Störung: Warnsignal	-
Schnittstelle	RS 485
Potentialfreier Kontakt	Ja
Anzahl Ablageflächen	-
Verstellbare Ablageflächen	-
Einhängkörbe serienmäßig	-
maximale Körbeanzahl	16
Material Ablageflächen	-
Belastbarkeit Ablageflächen	-
Höhe Stellfüße	-
Rollen/Rollenart	-
Griff	Aluprofil
Fußpedalöffner	-
Türe selbstschließend	-
Isolierung	100 - 100 mm
Tauwasserablauf	Ja
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	55 dB(A)
Brutto-/Nettogewicht	94/81 kg
Beleuchtung	-
EAN-Nr.	9005382168394

¹ Umgebungstemperaturen: SN von +10°C bis +32°C N von +16°C bis +32°C ST von +16°C bis +38°C T von +16°C bis +43°C

Änderungen vorbehalten. Datenstand: 22.01.2014