

LKpv 6520

Labor Kühlgerät mit Profi-Elektronik
MediLine



Ihr Liebherr-Vertragshändler:

Cotech Vertriebs GmbH

Gradestrasse 123 12347 Berlin
Tel: 030 880979-30 Fax: 030 8825802
E-Mail: info@cotechlabor.de



Brutto- / Nettorauminhalt	602/430 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	700/830/2160
Innenmaße in mm (B/T/H)	533/650/1550
Energieverbrauch in 365 Tagen	497 kWh
Umgebungstemperatur	+10 °C bis +40 °C
Wärmeabgabe	300 kJ/h
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	58 dB(A)
Frequenz / Spannung	50 Hz / 220-240 V~
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	-2 °C bis +16 °C
Gradient / max. Fluktuation	1,8 °C / 1,0 °C
Gehäusematerial/Farbe	Stahl / weiß
Türausführung	Stahl
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl
Art der Steuerung	LED-7-Segmentanzeige mit Tasten
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Netzausfallalarm	unmittelbar bei Netzunterbrechung für 72 h
Potentialfreier Kontakt	Ja
Art der Vernetzbarkeit	SmartCoolingHub
Vernetzungslösung	Nachrüstbar
Schnittstelle	RS485
Verstellbare Ablageflächen	4
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	533 / 650
Belastbarkeit Ablageflächen	60 kg
Rollen	Lenkrollen mit Feststellbremse vorne, Bockrollen hinten
Griff	Griffleiste
Fühlerdurchführung	1 x Ø 7 mm
Art des Schlosses	mechanisch
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto-/Nettogewicht	154/128 kg
EAN-Nr.	9005382196755