

LKexv 2600

MediLine



Bruttoinhalt, gesamt	240 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	600/610/1250
Innenmaße in mm (B/T/H)	470/440/1062
Energieverbrauch in 24 Std.	0,786 kWh
Klimaklasse ¹	SN-T
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	+1°C bis +15°C
Gastronorm	-
Gehäusematerial/Farbe	Stahl/weiß
Tür-/Deckelmaterial	Stahl
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Mechanische Steuerung
Temperaturanzeige	außen digital
Störung: Warnsignal	-
Schnittstelle	-
Potentialfreier Kontakt	Nein
Anzahl Ablageflächen	5
Verstellbare Ablageflächen	4
Einhängекörbe serienmäßig	-
maximale Körbeanzahl	-
Material Ablageflächen	Glas
Belastbarkeit Ablageflächen	40 kg
Höhe Stellfüße	-
Rollen/Rollenart	-
Griff	Ergonomischer Stangengriff
Fußpedalöffner	-
Türe selbstschließend	-
Isolierung	-
Tauwasserablauf	-
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	43 dB(A)
Brutto-/Nettogewicht	53/49 kg
Beleuchtung	-
EAN-Nr.	9005382164891

¹ Umgebungstemperaturen: **SN** von +10°C bis +32°C **N** von +16°C bis +32°C **ST** von +16°C bis +38°C **T** von +16°C bis +43°C