

# MKUv 1613

## MediLine



Smart  
Monitoring

LED

<b>Brutto-/Nutzinhalt</b>	152/76 l
<b>Außenmaße in mm (B/T/H)</b>	601/618/820
<b>Innenmaße in mm (B/T/H)</b>	440/435/670
Energieverbrauch in 365 Tagen	369 kWh
Umgebungstemperatur	+10°C bis +35°C <sup>1</sup>
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	47 dB(A)
Anschlusswert	1.0 A
Spannung	220-240 V~
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	+5°C
Gehäusematerial/Farbe	Stahl/weiß
Türmaterial	Isolierglastür
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Elektronische Steuerung
Temperaturanzeige	außen digital
Beleuchtung	LED
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Schnittstelle	RS 485
Potentialfreier Kontakt	Ja
SmartCoolingHub	vorgerüstet
Griff	Ergonomischer Stangengriff mit Öffnungsmechanik
Schloss	vorhanden
Türe selbstschließend	Ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Isolierung	40 mm
Brutto-/Nettogewicht	51/48 kg
EAN-Nr.	9005382238219

<sup>1</sup> Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.