

# MKv 5710

MediLine

Smart  
Monitoring



Brutto-/Nutzinhalt	583/449 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	751/750/1844
Innenmaße in mm (B/T/H)	634/538/1500
Energieverbrauch in 365 Tagen	453 kWh
Umgebungstemperatur	+10°C bis +35°C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	52 dB(A)
Anschlusswert	1,5 A
Frequenz/Spannung	50 Hz / 220-240 V~
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	+5°C
Gehäusematerial/Farbe	Stahl/weiß
Türmaterial	Stahl
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Elektronische Steuerung
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Schnittstelle	RS 485
Potentialfreier Kontakt	Ja
SmartCoolingHub	vorbereitet
Verstellbare Ablageflächen	5
Belastbarkeit Ablageflächen	60 kg
Schloss	vorhanden
Türe selbstschließend	Ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Isolierung	40 mm
Brutto-/Nettogewicht	102/- kg
EAN-Nr.	9005382253892