

LGU^{ex} 1500

MediLine



Bruttoinhalt, gesamt	139 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	600/615/820
Innenmaße in mm (B/T/H)	454/450/663
Energieverbrauch in 24 Std.	0,926 kWh
Klimaklasse ¹	SN-ST
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-9°C bis -26°C
Gastronorm	–
Gehäusematerial/Farbe	Stahl/weiß
Tür-/Deckelmaterial	Stahl
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Elektronische Steuerung
Temperaturanzeige	außen digital
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch
Schnittstelle	RS 485
Potentialfreier Kontakt	Ja
Anzahl Ablageflächen	4
Verstellbare Ablageflächen	–
Einhängекörbe serienmäßig	1
maximale Körbeanzahl	4
Material Ablageflächen	Verdampferplatten
Belastbarkeit Ablageflächen	24 kg
Höhe Stellfüße	-
Rollen/Rollenart	–
Griff	Ergonomischer Stangengriff
Fußpedalöffner	Nein
Türe selbstschließend	Ja
Isolierung	55 - 55 mm
Tauwasserablauf	–
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung re 1 pW	–
Brutto-/Nettogewicht	44/42 kg
Beleuchtung	–
EAN-Nr.	9005382136492

¹ Umgebungstemperaturen: **SN** von +10°C bis +32°C **N** von +16°C bis +32°C **ST** von +16°C bis +38°C **T** von +16°C bis +43°C