

SCFvh 4032

Labor-Kühl-Gefrierkombination mit NoFrost
Perfection

Ihr Liebherr-Vertragshändler:

Cotech Vertriebs GmbH

Gradestrasse 123 12347 Berlin
Tel: 030 880979-30 Fax: 030 8825802
E-Mail: info@cotechlabor.de



| | |
|---|--|
| Brutto- / Nettorauminhalt | |
| Kühlteil | 284/206 l |
| Gefrierteil | 112/58 l |
| Außenmaße in mm (B/T/H) | 597/654/2044 |
| Innenmaße in mm (B/T/H) | |
| Kühlteil | 460/423/1037 |
| Gefrierteil | 406/292/595 |
| Energieverbrauch in 365 Tagen | 459 kWh |
| Umgebungstemperatur | +10 °C bis +35 °C |
| Wärmeabgabe | 380 kJ/h |
| Kältemittel | R 600a |
| Geräusch-Schallleistung | 48 dB(A) |
| Frequenz / Spannung | 50/60 Hz / 220-240 V~ |
| Kühlsystem | dynamisch |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Temperaturbereich | |
| Kühlteil | +3 °C bis +16 °C |
| Gefrierteil | -9 °C bis -30 °C |
| Gehäusematerial/Farbe | Stahl / weiß |
| Türausführung | Isoliertglastür / Stahl |
| Material Innenbehälter | Kunststoff weiß |
| Art der Steuerung | 2,4"-Farbdisplay, Touch & Swipe |
| Alarm bei Störung | optisch und akustisch |
| Netzausfallalarm | unmittelbar bei Netzunterbrechung für mind. 12 h |
| Potentialfreier Kontakt | Ja |
| Art der Vernetzbarkeit | SmartModule |
| Vernetzungslösung | Integriert, entnehmbar |
| Schnittstelle | WLAN/LAN |
| Datenlogger | integriert, USB-Schnittstelle |
| Innenbeleuchtung | LED, separat schaltbar |
| Verstellbare Ablageflächen | 4 |
| Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm | 460 / 423 |
| Belastbarkeit Ablageflächen | 45 kg |
| Maximale Gesamtbeladung | 345 kg |
| Schubfächer | 3 |
| Griff | Antimikrobieller Griff mit Öffnungsmechanik |
| Fühlerdurchführung | 2 x Ø 10 mm |
| DIN 13277 | Ja |
| Art des Schlosses | mechanisch |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Brutto-/Nettogewicht | 103/97 kg |
| EAN-Nr. | 9005382247716 |